

Tragbare Notvers Habicht Kolibri Komfort



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902698

Beschreibung

Notversorgungseinheit,
tragbar, ohne Sauerstoff-Flasche
- mit Kompakt-Flowmeter KOLIBRI -

Notversorgungseinheit, Sauerstoff-Flowmeter
und Ejektor zur Erzeugung eines Vakuums
bestehend aus:

Tragegestell aus Edelstahl mit Ständer, zur Aufnahme
einer 2 L oder 3 L O₂-Flasche, geeignet
zum Einhängen an Geräteschiene oder Bett,
zentraler Versorgungsblock mit Eingang NIST,
bestehend aus:
Kompaktflowmeter KOLIBRI 0...15 l/min mit Raststufen
zur Dosierung des Flows und Ejektor mit Vakuummeter
und Feindosierventil;

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: Flowtülle / Vakuumtülle

Leistung: FLOW : 0...15 l/min

VAC: regelbar zwischen

0 und -85 kPa (0 bis -0,85 bar)