

## Schlauch, CO2, 5m, DIN - NIST, fn



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 900375

### Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung  
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,  
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Kohlendioxid / CO<sub>2</sub>

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 5,0 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

### Eigenschaften

**Gasart**

CO<sub>2</sub>-Kohlendioxid