


Repa-Satz Mano Ventus VAC



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900496

Beschreibung

VENTUS

(Basic, Basic Plus, Spy + Glass)

Repa-Satz Manometer Vakuum

bestehend aus:

Manometer 50 rd

Messbereich: -1 - 0 bar

Vakuum

Gehäuse: Stahl schwarz

inkl. O-Ring passend zu

Ventilblock VENTUS

(Basic, Basic Plus, Spy + Glass)

Eigenschaften

