


Falke m. Flow Neo O2 DIN 9/16



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910353

Beschreibung

Falke mit Flow, NEO

Kompaktdruckminderer Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: 9/16-18 UNF (Flowtülle) unten

Leistung: 0...1 l/min

Raststufen: 0/ 0,1/ 0,15/ 0,2/ 0,25/ 0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,6/ 0,8/ 1,0 l/min

Eigenschaften

Gasart O₂-Sauerstoff