


Falke m. Flow Kind O2 DIN Tülle



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910202

Beschreibung

Falke mit Flow, Kinder,
Kompaktdruckminderer mit , Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Flowtülle unten

Leistung: 0...5 l/min.

Raststufen: 0/ 0,1/ 0,3/ 0,5/ 0,6/ 0,8/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 l/min

Eigenschaften

Gasart O₂-Sauerstoff