


Kolibri, Schiene O2 Standard+ - NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902601

Beschreibung

Kolibri, O₂, 0...30 l/min

SCHIENENGERÄT NIST

Medizinisches Kompaktflowmeter
nach DIN EN ISO 15002; Flow wird über
Handrad in 10 Raststufen eingestellt;
Gaseingang NIST in Schienenklemme
integriert; Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff O₂

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...30 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 30+ l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
