

Schlauch, AIR/O2, 3m, DIN - NIST, fn



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902421

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Druckluft/Sauerstoff / AIR/O2

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 3,0 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST