

Kolibri, Schiene O2 Standard - NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902600

Beschreibung

Kolibri, O2, 0...15 l/min

-Standard/SCHIENENGERÄT NIST-

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002;

Flow wird über Handrad in 10 Raststufen eingestellt;

Gaseingang NIST in Schienenklemme integriert;

Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff