

Winkelstecker AIR-800 Tülle 7mm DIN neut



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900632

Beschreibung

Winkelstecker für AIR-800
mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil

Gasart: AIR-800
Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2
Abgang: 7 mm Schlauchtülle
Farbkennzeichnung: neutral (schwarz)

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
---------------	---------------