

Falke m. Flow Stand.+ O2 DIN 9/16 +1DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910356

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard+ mit 1 Steckkupplung,
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
DIN Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: 9/16-18 UNF (Flowtülle) / 1 Steckkupplung nach DIN 13260-2

Leistung: 0...30 l/min 9/16-18 UNF; 120 l/min Steckkupplung

Raststufen: 0 / 0,5/ 1/ 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 15/ 30+ l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff