

Vakuumregler Spatz -16 Stecker DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900899

Beschreibung

Vakuumregler Spatz-16, Steckergerät DIN

Medizinischer Vakuumregler mit Vakuummeter,
Feindosier- und Schnellschlussventil.

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Regelbereich: 0 bis -16 kPa (0 bis -160 mbar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle