


Falke o. Flow N2O DIN +1DIN (KLFL)



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910384

Beschreibung

Falke, ohne Flow mit 1 Steckkupplung,
Kompaktdruckminderer Inhaltsmanometer;
mit einer Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa

Gasart: Lachgas / N2O

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 12 (kleine Flasche)

Abgang: Steckkupplung nach DIN 13260 Teil 2, unten

Leistung: 450 kPa

Eigenschaften

Gasart N2O-Lachgas