


Schlauch, AIR, 5m, DIN - DIN-Kupplung fn



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902531

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,
Schlauchleitung und Kupplung nach DIN

Spezifikation:

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 5,0 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: Kupplung nach DIN 13260 Teil 2

Eigenschaften

Gasart AIR-Druckluft