

Kolibri 2 Doppel Stecker DIN AIR Standar



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 906414

Beschreibung

KOLIBRI 2, AIR, 0...15 l/min

- Standard - Doppel - DIN STECKERGERÄT -

Raststufen (2x):

0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Doppel-Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln

in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise

einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit
der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen
und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der
Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: med.Druckluft / AIR

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...15 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

2 x 900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft
Norm Eingang	DIN
Variante	Standard Doppel