

Flowmeter, DIN, CO2, 0-12l/min



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500011

Beschreibung

Flowmeter, Standard, Co2

Steckergerät

Medizinisches Flowmeter, druckkompensiert nach

DIN EN ISO 15002, mit Feinregulierventil zur

Dosierung des Flows, zum Einkuppeln in

eine Entnahmestelle

Technische Daten:

Gasart: Kohlendioxid / CO2

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...12 l/min

Eigenschaften

Gasart

CO2-Kohlendioxid