

Vakuumregler High-Spatz -90 Stecker DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900897

Beschreibung

Vakuumregler High-Spatz-90, Steckergerät DIN

Medizinischer Vakuumregler mit Vakuummeter,
Feindosier- und Schnellschlussventil.

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Regelbereich: 0 bis -85 kPa (0 bis -0,85 bar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle