


Forano, Hinterteil, DVE, DIN, O2



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 903230

Beschreibung

Entnahmestelle Forano Basisblock (Hinterteil) DIN/AGA/NF

Gasartspezifischer Basisblock mit Schlauchtülle

für den Einbau in deckengebundene Versorgungssysteme.

Basisblock mit Befestigungssteg, Rückschlag- und Wartungsventil integriert.

Lieferumfang:

- gasartspezifischer Basisblock mit Schlauchtülle
- Befestigungssteg

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff / O2

Einbauart: DVE

Eingang: Schlauchtülle 7 mm, hinten

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
---------------	---------------