


Falke o. Flow O2 BS BULL +1BS



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910344

Beschreibung

Falke ohne Flow mit 1 Steckkupplungen,
Kompaktdruckminderer mit Hochdruckhandanschluss
nach BS 341-3:2002, Inhaltsmanometer, mit einer
Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss:Hochdruckhandanschluss nach BS 341-3:2002

Anschluss-Nr: 3

Abgang: Steckkupplungen Typ BS 5682:1998, oben

Leistung: 450kPa

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff