

Falke m. Flow Stand. AIR DIN 9/16



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910360

Beschreibung

AIR Falke mit Flow, Standard,

Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss.

Gasart: Druckluft / AIR

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 13

Abgang: 9/16-18 UNF (Flowtülle), unten

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart AIR-Druckluft