

Kolibri 2 Stecker MEDAP AIR 0/8



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 906455

Beschreibung

KOLIBRI 2, AIR, OFF / 8 l/min

- MEDAP STECKERGERÄT -

Raststufen: 0 / 8 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln

in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise

einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit
der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen
und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der
Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: med. Druckluft / AIR

Anschluss: Stecker MEDAP

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 8 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft
Norm Eingang	MEDAP
Variante	Air8