

Vakuumregler Spatz -16 Schiene NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902624

Beschreibung

Vakuumregler SPATZ-16, VAC, Schienengerät NIST

Medizinischer Vakuumregler, mit Vakuummeter,
Feindosier- und Schnellschlussventil,
zum Befestigen an einer Geräteschiene (25x10mm)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

Niederdruck-Schlauchleitung VAC mit Ausgang NIST
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

Gasart: Vakuum

Anschluss: NIST Gehäuse nach DIN EN ISO 18082

Abgang: Vakuumtülle

Leistung: regelbar zwischen 0 und -16 kPa (0 bis -160 mbar)