

Winkelstecker O2 Tülle 7mm, DIN, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900635

Beschreibung

Winkelstecker für Sauerstoff
mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (weiß)

Eigenschaften

Gasart	O ₂ -Sauerstoff
---------------	----------------------------