

Kolibri, Stecker DIN, O2 Standard+ lang



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901481

Beschreibung

Kolibri, O2, 0...30 l/min, DIN

- STECKERGERÄT, lang -

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluß, Abgang 9/16-18 UNF
und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flow 108 mm

Abgang: 9/16 - 18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...30 l/min

Raststufen: 0/ 0,5/ 1/ 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 15/ 30+l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
