

Kolibri, Stecker DIN, AIR 10 Flows



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901407

Beschreibung

Kolibri, Air, 10 Flows

-Steckergerät-

Medizinisches Kompaktflowmeter nach
DIN EN ISO 15002, zum Einkuppeln
in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Gasart: Druckluft

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: 88 mm (Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flowtülle)

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0... l/min

Raststufen: (Bitte Flowstufen angeben!)

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft
