


Forano, Vorderteil, DIN, VAC, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905102

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

ISO 32 - Version III ab 08/2019

Gasart: Vakuum / VAC

Beschriftung: vacuum / VAC

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß DIN 13260 Teil 2

mit Park- und Betriebsstellung.

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

nach DIN EN ISO 9170-1 (ISO32 - gelb)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Beschriftung: vacuum / VAC

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (gelb)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

VAC-Vakuum
