


Falke m. Flow Stand. O2 DIN Tülle +1DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910204

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard mit 1 Steckkupplung,
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
DIN Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Flowtülle / 1 Steckkupplung nach DIN 13260 Teil 2

Leistung: 0...15 l/min Flowtülle - 120 l/min Steckkupplung

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff