

Conport V2A Pirol 2.0 -90, VAC, NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 904611

Beschreibung

Tragbares Absauggerät ConPort mit Vakuumregler Pirol -90

Medizinische, tragbare Absaugeinheit - vakuumbetrieben -
inklusive Edelstahl-Trageeinheit zur Aufnahme von 2 Stück
Absaugbehälter MEDELA 1,5 L oder Serres 1,0 L.

Das Tragegestell verfügt über einen stabilen Handgriff und eine
Halterung für eine Geräteschiene 25x10 mm.

Die Vakuum-Regeleinheit befindet sich im Frontbereich,
was dem Bediener einen schnellen und direkten Zugriff erlaubt.
Der Gaseingang als NIST Kupplung befindet sich im hinteren Teil
des Gerätes, so dass die versorgende Schlauchleitung außerhalb
des Arbeitsbereiches liegt.

Lieferumfang:

- Vakuumregler Pirol-90 mit Feindosierventil,
- Vakuummeter drehbar
- Tragegestell, Edelstahl V2A

- 2 Stück Aufnahme für Sekretbehälter

Technische Daten:

Gasart: Vakuum - VAC

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Regelbereich: 0 bis -90 kPa $\pm$ 10%

Gewicht: ca. 3 kg (ohne Behälter)

Eigenschaften

Gasart

VAC-Vakuum
