


# Schlauch, CO2, 5m, DIN - DIN-Kupplung fn



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 902538

## Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung  
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,  
Schlauchleitung und Kupplung nach DIN

Spezifikation:

Gasart: Kohlendioxid / CO2

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 5,0 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: Kupplung nach DIN 13260 Teil 2

## Eigenschaften

**Gasart** CO2-Kohlendioxid