


AGFS Forano VAC DVE Typ1L



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902078

Beschreibung

AGFS FORANO Typ1L Vakuum
für Deckenstative

Die Baugruppe AGFS FORANO Typ 1L Vakuum dient als Steckereinheit zur Aufnahme eines AGFS-Steckers Typ 1L und ermöglicht die Integration in ein AGFS-System nach DIN EN ISO 9170-2.

Ausgestattet mit einer robusten Anschlussstülle (Ø 15 mm) kann das Modul direkt mit einer Vakuum-Antriebseinrichtung gemäß EN ISO 7396-2 verbunden werden.

Technische Daten:

Leistung: ≥ 90 l/min

Eingang: Flowtülle Ø 15 mm

Gas: Vakuum

Eigenschaften

Gasart	AGSS-UTL
--------	----------
