

Stecker AGFS, Typ 1L, gewinkelt



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902095

Beschreibung

AGFS-Stecker, Typ 1L, 45° gewinkelte Ausführung

Hersteller:

Heyer Aerotech GmbH, 56132 Nievern

für Narkosegas-Absaugung AGFS

nach DIN EN ISO 9170-2

Gasart: Vakuum / VAC

Anschluss: nach DIN EN ISO 9170-2

Abgang: 23 mm Flowtülle, 45° gewinkelt