


## Forano, Vorderteil, AGA, AIR, ISO



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 905141

### Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil AGA

Gasart: Druckluft / AIR

Beschriftung: medical air / AIR

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage  
auf Hinterteil FORANO. Ausführung erfüllt die  
DIN EN ISO 9170-1;

Steckeraufnahme gemäß SS 87 524 30

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung gemäß ISO 32.

Beschriftung Druckring: bedruckt

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Beschriftung: medical air / AIR

Farbkennzeichnung: ISO 32

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

## Eigenschaften

**Gasart**

AIR-Druckluft

---