


Falke m. Flow Stand CO2 DIN 9/16 + 1DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910354

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard mit 1 Steckkupplung
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
DIN Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Kohlenstoffdioxid / CO2

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 6

Abgang: 9/16-18 UNF (Flowtülle) / 1 Steckkupplung nach DIN 13260-2

Leistung: 0...15 l/min 9/16-18 UNF; 120 l/min Steckkupplung

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart	CO2-Kohlendioxid
---------------	------------------