


Falke Flow Stand. O2 DIN Tülle +1DIN can



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910212

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard
mit 1 Steckkupplung
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
DIN Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen DIN 477, Nr. 9

Abgang: Flowtülle, nach oben

Abgang: Steckkupplung DIN 13260-2, nach unten

Leistung: 0...15 l/min Flowtülle/ 120 l/min Steckkupplung

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

