


Forano, Hinterteil, DVE, DIN, BS, VAC



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 903232

Beschreibung

Entnahmestelle Forano Basisblock (Hinterteil) DIN/AGA/NF/BS

Gasartspezifischer Basisblock mit Schlauchtülle

für den Einbau in deckengebundene Versorgungssysteme.

Basisblock mit Befestigungssteg, Rückschlag- und Wartungsventil integriert.

Lieferumfang:

- gasartspezifischer Basisblock mit Schlauchtülle
- Befestigungssteg

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Standard AGA: UTL (AGSS)

Einbauart: DVE

Eingang: Schlauchtülle 8,8 mm, hinten

Eigenschaften

