


Falke o. Flow easy 6l O2 DIN 9/16



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910371

Beschreibung

Falke "easy" mit Flow,
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
fester Flow von 6 l/min bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: 9/16-18 UNF mit Flowtülle unten

Leistung: 6 l/min

Eigenschaften

Gasart	O ₂ -Sauerstoff
---------------	----------------------------