

Vakuumregler Specht -90 AIR Schiene Anti



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500249

Beschreibung

Druckluft-Absauggerät Specht-90, Schienengerät NIST, antimagnetisch

Medizinisches Druckluft-Absauggerät zur Vakuumerzeugung,
mit Vakuummeter, Feindosier- und Schnellschlussventil,
Schalldämpfer und Filteraufnahme.

Zum Befestigen an einer Geräteschiene (25x10 mm).

Der Gaseingang ist in der Schienenklemme integriert (NIST).

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

Niederdruck-Schlauchleitung AIR mit Ausgang NIST
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: NIST Gehäuse nach DIN EN ISO 18082

Regelbereich: 0 bis -85 kPa (0 bis -0,85 bar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft
