

Doppelkolibri, DIN, O2 Standard, ISO32



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902163

Beschreibung

O2 - Doppel-Kolibri, Standard

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF
und Flowtülle

Handrad in ISO32 - weiß für O2

STECKERGERÄT

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 2 x 0...15 l/min

Raststufen: 0/ 0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 3/ 4/ 6/ 8/ 12/ 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
