

# Habicht Schiene, O2, NIST, Kolibr+Steckk



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 902677

## Beschreibung

Notversorgungseinheit

Absaug- und Insufflationseinheit, für Sauerstoff

SCHIENENGERÄT NIST

Kombigerät zur Befestigung an eine Geräteschiene

Gasversorgung über einen Druckminderer oder

eine Gasentnahmestelle; Ejektorregler mit

Vakuummeter, Feinregulierventil und Schalldämpfer

mit Filteraufnahme, Kompaktflowmeter Kolibri mit

10 Flow-Raststufen und zusätzlichen Abgang 5 bar

als ZGV-Kupplung.

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

bestehend aus:

- Schienenklemme mit Druckeingang NIST
- Verteilerblock, Distanzstück
- Kolibri Standard 0...15 l/min
- Ejektor-Regler 0 bis -0,9 bar
- Steckkupplung nach DIN 13260 Teil 2