


Falke o. Flow O2 NL BENE +1NF



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500077

Beschreibung

Falke ohne Flow
mit einer Steckkupplung NF

Kompaktdruckminderer mit Hochdruckhandanschlussmutter, Inhaltsmanometer, Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Hochdruckhandanschluss

NF E29-650:1992, F-627

Abgang: Steckkupplung NF

Leistung: 450 kPa

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff