

Winkelstecker CO2 Tülle 7mm, DIN, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900639

Beschreibung

Winkelstecker für Kohlendioxid
mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil

Gasart: Kohlendioxid / CO₂

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (grau)

Eigenschaften

Gasart	CO ₂ -Kohlendioxid
---------------	-------------------------------