

## Doppelkolibri, DIN, AIR Standard



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 500248

### Beschreibung

Doppel-Kolibri - AIR  
Standard/ STECKERGERÄT

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,  
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad  
stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF  
und Flowtülle

Gasart: Druckluft - AIR

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 2 x 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

### Eigenschaften

