


Falke m. FLOW Stand. O2 DIN Tülle



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910200

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard,
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Flowtülle unten

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff