

Winkelstecker CO2 Tülle 7mm, DIN,ISO V4A



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 505154

Beschreibung

Winkelstecker für Kohlendioxid
mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil
Steckervorderteil aus 1.4404 (Edelstahl)

Gasart: Kohlendioxid / CO₂
Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2
Abgang: 7 mm Schlauchtülle
Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (grau)

Eigenschaften

Gasart CO₂-Kohlendioxid