

Vakuumregler Specht -10 AIR Stecker DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901914

Beschreibung

Druckluft-Absauggerät Specht-10, Steckergerät DIN

Medizinisches Druckluft-Absauggerät zur Vakuumerzeugung,
mit Vakuummeter, Feindosier- und Schnellschlussventil,
Schalldämpfer und Filteraufnahme.

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Regelbereich: 0 bis -10 kPa (0 bis -100 mbar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart AIR-Druckluft