

Kolibri 2 Schiene NIST AIR Standard+



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 906427

Beschreibung

KOLIBRI 2, AIR, 0...30 l/min

- Standard+ SCHIENENGERÄT -

Raststufen:

0 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zur Montage auf eine Geräteschiene 25x10mm; Gaseingang NIST in der Schienenklemme integriert; mit Handrad - stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der
Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: med. Druckluft / AIR

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...30 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft
Norm Eingang	NIST
Variante	Standard+