

Vakuumreg. Pirol 2.0 -30,VAC,SCHIEN,NIST



Hersteller: Greggerson

Produktnummer: 904607

Beschreibung

Vakuumregler Pirol -30, Schienengerät NIST

Medizinischer Vakuumregler zur Dosierung des Vakuums.

Mit 360° drehbarem Manometer; großes, ergonomisches Einstellhandrad. Durch die Einstellmechanik ist eine stufenlose, genaue und intuitive Regelung des Vakuums möglich. Das drehbare Manometer ermöglicht dem Anwender das Ablesen des eingestellten Wertes aus einem optimalen Blickwinkel.

Die Reglereinheit erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 10079-3 (high vacuum /high flow).

Material:

Gehäuse: Aluminium, eloxiert

Handrad: Kunststoff

Schienenklemme: Aluminium, eloxiert

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: NIST-Gehäuse gemäß DIN EN ISO 18082

Regelbereich: 0 bis -30 kPa $\pm$ 10%

Leistung: > 20 l Freeflow/min

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart

VAC-Vakuum
