

Winkelstecker CO2 Tülle 7mm, DIN, neutra



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900608

Beschreibung

Winkelstecker für Kohlendioxid
mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil
Gasart: Kohlendioxid / CO2
Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2
Abgang: 7 mm Schlauchtülle
Farbkennzeichnung: neutral (schwarz)

Eigenschaften

Gasart CO2-Kohlendioxid