

Forano, Hinterteil, ger. Rohr, DIN, N2O



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 903203

Beschreibung

Entnahmestelle Forano Basisblock (Hinterteil) DIN/AGA/NF

Gasartspezifischer Basisblock für den Einbau in
Versorgungsschienen oder -kanäle.

Basisblock mit Distanzscheibe und Befestigungssteg;
hartverlötetem Kupferrohr, Rückschlag- und Wartungsventil integriert.

Lieferumfang:

- gasartspezifischer Basisblock mit Cu-Rohr
- Distanzscheibe
- Befestigungssteg

Technische Daten:

Gasart: Lachgas / N2O

Einbauart: Medienversorgungsschiene

Eingang: Cu-Rohr 8x1 mm gerade, oben

Eigenschaften

Gasart N2O-Lachgas