

Flowmeter, NIST, O₂, 0-15l/min



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902611

Beschreibung

Flowmeter, O₂, 0...15 l/min

SCHIENENGERÄT NIST

Medizinisches Flowmeter, druckkompensiert
nach DIN EN ISO 15002, mit Feinregulierventil
zur Dosierung des Flows; Gaseingang
NIST in Schienenklemme integriert

Gasart: Sauerstoff O₂

Eingang: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff