

Falke m. Flow Stand. O2 AGA Tülle +1AGA



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910234

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard
mit 1 Steckkupplung,
Kompaktdruckminderer mit Hochdruckhandanschluss
nach SS 367615, Inhaltsmanometer, stufenweise einstellbarer
Durchfluss. AGA Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Hochdruckhandanschluss nach SS 367615; Anschluss: E1

Abgang: Flowtülle / 1 Mitteldruckabgang Typ SS 87 524 30 (AGA)

Leistung: 0...15 l/min Flowtülle - 120 l/min Steckkupplung

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff